

Changelog

SGPA3 Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Version Changelog 2022/139 Período 11/04 a 15/04/2022

Revision 00

Fecha: 15/04/2022

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0




¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.



Indice

1.	SGPA	4
1.1	Mejora	4
1.1.1	Registros - Equipos	4
1.1.2	Meteorologia	5
2.	Seguimiento	5
2.1	Bugs	5
211	I Alertas	_





1. SGPA

1.1 Mejora

1.1.1 Registros - Equipos

Cambio realizado en el Tipo de Traza, ahora es imprescindible el registro para que los datos se presenten en el mapa.

- Los equipos que envían kijo 33 obligatoriamente deben estar configurados para sendero Tipo Linea para que los datos se presenten en el Sendero.
- Los equipos que envían solo el kijo 00 deben configurarse para Sendero de puntos para que los datos se presenten en el seguimiento.




Figura 01 – Registro



Acceso en Menu principal > Registros > Equipos > Equipos

1.1.2 Meteorologia

Ajuste aplicado al Mapa de Tiempo - Lluvia para que sea posible filtrar solo un periodo máximo de 90 días en el filtro 'Por Rango de Fechas'.

Acceso en Menu de atajos superior > Meteorologia > Menu Meteorologia > Mapa de Tiempo > Iluvia

2. Seguimiento

El Seguimiento recibió algunas actualizaciones y ajustes relacionados con el "diseño". Esta versión tiene todas las funciones que ya tenía la versión anterior, pero con una interfaz más moderna e intuitiva. El principal cambio está relacionado con la integración con el Mapa Analítico y la actualización en tiempo real (no es necesario esperar la actualización a través del temporizador).

Inicialmente, para efectos de aprobación y aplicación de eventuales correcciones, esta versión fue liberada algunos Clientes/Ambientes. Después de esta fase, los demás Clientes/Ambientes serán informados y recibirán esta actualización junto con capacitación para presentar los principales cambios en relación a la versión anterior..

A continuación se muestran las últimas correcciones aplicadas a Clientes/Entornos que utilizan la versión mencionada anteriormente.

2.1 Bugs

2.1.1 Alertas

Ajuste realizado para que la opción 'Mostrar icono en Seguimiento' sea independiente de la opción 'Generar alerta en Seguimiento' para que se muestre.






Figura 02 – Regla – Cerca/Alerta

Acceso en Menu principal > Registros > Alertas > Regla – Cerca/Alerta



En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270